



Produktdatablad

Sårdebrideringssvamp, steril, 10 x 10 cm, overflade på 100 cm²

Varenummer: 1000010000



Varedeklaration

Forpakning: 5 Ark pr. Pakke, 4 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Sårrens. Varemærke: Debrisoft. Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: monofilamente polyester. Features: udformet som handske, steril. Længde/dybde: 10 cm. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Debrisoft anvendes til debridering af sår og hudomgivelser. Den sikrer en effektiv, hurtig og smertefri oprensning af sår og hudomgivelser, hvor der fjernes urenheder, ekssudat og biofilm fra såret. Puden vædes med NaCl eller vand og såret debrideres. Er til engangsbrug. Obs: kan ikke bruges som sårbandage. Må ikke tilklippes.. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.