



Varenummer 1000010039

**Termometer, Microlife, NC 200,
47x43x156,7mm, multifunktionelt, med
automatisk måling, berøringsfrit, med
alarm**



Produktbeskrivelse

Microlife NC 200 er et avanceret multifunktionelt "Non Contact" termometer med meget høj målenøjagtighed. Specielt velegnet som pandetermometer. Den berøringsfri måling giver en skånsom, hygiejnisk og hurtig måling (3 sekunder) af kropstemperaturen. NC 200 termometeret udføre automatisk en måling, når apparatet registrerer at afstanden er indenfor 5 cm. . Ved selv-måling kan brugeren se et grønt lys på bagsiden af termometeret, når apparatet er indenfor den rette afstand og en måling bliver foretaget. Termometeret er velegnet til børn og kan anvendes mens de sover. Anvendes ligeledes ved højrisiko smitte, hvor berøring bør undgås. Termometeret er brugervenligt og det blå markeringslys gør det nemt at tage målinger om natten. Ved hjælp af den patenterede Silent Glow teknologi, lyser et grønt eller et rødt lys i displayet alt efter om temperaturen er under eller over 37,4 C. Det multifunktionelle NC 200 termometer kan også bruges til måling af overfladetemperatur af væsker samt måling af omgivelsestemperatur. Slukker automatisk 1 minut efter seneste måling. Termometeret indeholder hukommelse for de seneste 30 målinger. Termometeret anvender 2 styk 1,5 volt AAA batterier som medfølger, batteriindikator vises i displayet. Termometerhuset og målesensoren kan aftørres med 70% Isopropylalkohol.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometer
Varemærke	Microlife
Model	NC 200
Features	Multifunktionelt, med automatisk måling, berøringsfrit, med alarm
Længde/dybde	47 mm
Bredde	43 mm
Højde	156.7 mm
Vægt, netto	91.5 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	IEC 60601-1-2, IEC/EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 stk	52.2 cm	40.5 cm	22 cm	
pk	6 stk	38.7 cm	25.5 cm	10 cm	
stk	1 stk				4719003402914



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.