



Varenummer 1000010047

Sonde, Bowmann, rustfrit stål, fig. 0/1,
Ø 0,8/0,9 mm, stump ende, flergangs



Produktbeskrivelse

Bowman sonde, dobbeltendede, anvendes bl.a. til dilatation af tårvejskanal.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sonde
Varemærke	Bowmann
Features	Fig. 0/1, Ø 0,8/0,9 mm, stump ende
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19.2 cm	2.5 cm	1.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.