


Varenummer 1000010077

## Kontrolkit, CoaguChek XS, til CoaguChek XS Plus og CoaguChek XS Pro inr, kølevare



### Produktbeskrivelse

CoaguChek XS PT kontrol anvendes sammen med CoaguChek XS Plus og CoaguChek XS Pro. En æske indeholder 4 flasker med et niveau, 4 pipetter og en kodechip. Skal opbevares på køl (2-8 °C).



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kontrolkit                                                                       |
| Varemærke                        | CoaguChek                                                                        |
| Vareserie                        | XS                                                                               |
| Features                         | Til CoaguChek XS Plus og CoaguChek XS Pro inr, kølevare                          |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Generel                                                                          |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVD Direktivet 98/79/EC                                                          |
| Holdbarhed                       | Iht. udløbsdato på emballagen. Opløste kontroller er holdbare i 30 minutter.     |
| Temperatur Tolerance             | +2° C til +8° C, dog valideret til 120 timer uden køl under transport.           |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|--------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 10.5 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | 4015630019922 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.