


Varenummer 1000010077

Kontrolkit, CoaguChek XS, til CoaguChek XS Plus og CoaguChek XS Pro inr, kølevare



Produktbeskrivelse

CoaguChek XS PT kontrol anvendes sammen med CoaguChek XS Plus og CoaguChek XS Pro. En æske indeholder 4 flasker med et niveau, 4 pipetter og en kodechip. Skal opbevares på køl (2-8 °C).



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontrolkit
Varemærke	CoaguChek
Vareserie	XS
Features	Til CoaguChek XS Plus og CoaguChek XS Pro inr, kølevare
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	Iht. udløbsdato på emballagen. Opløste kontroller er holdbare i 30 minutter.
Temperaturtolerance	+2° C til +8° C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10.5 cm	6.5 cm	6.5 cm	4015630019922



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.