



Varenummer 1000010083

+spraywash

## Beholder, SprayWash

✓ Farvekodet

### Produktbeskrivelse

Smart farvekodet opbevaring af SprayWash system, der passer til SprayWash systemet. Match farven med den ønskede tablet der bruges for sikker og enkel brug.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Beholder
Varemærke	SprayWash
Sekundær farve	Transparent

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk				8719778810217
stk	1 stk				8719778810217