



Varenummer 1000010093

Urinstix, Combur, 10UX, til maskinel aflæsning



Produktbeskrivelse

Roche Combur 10-UX urintest kan anvendes til både visuel og maskinel aflæsning på apparatet Urisys 1100. Combur 10-UX måler følgende parametre: massefylde, pH, leukocytter, nitrit, protein, glukose, ketonstoffer, urobilinogen, bilirubin og blod i urin.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinstix
Varemærke	Combur
Features	10UX, til maskinel aflæsning
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	15.5 cm	5.5 cm	6.5 cm	7613336171004



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.