



Varenummer 1000010121



## Delicate Task Klud, Kimberly-Clark Kimtech, 2-lags, 20,5x20cm, hvid, nyfiber

- ✓ ISOClass4
- ✓ rengøring
- ✓ laboratorie

### Produktbeskrivelse

Kimtech Delicate Task Klude er egnet til rengøring af laboratorier og arbejdsmiljøer. Kludene kan anvendes til aftørring af glas, opstiske instrumenter og andre overflader. De lever op til ISO Class 4 eller højere laboratoriemiljøer.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Delicate Task Klud
Varemærke	Kimberly-Clark
Vareserie	Kimtech
Farve	Hvid
Materiale	Nyfiber
Ingredienser/sammensætning	Nyfiber
Længde/dybde	20.5 cm
Bredde	20 cm
Antal lag	2-lags
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 pk	39.8 cm	23.2 cm	37.4 cm	5033848037360
pk	200 ark				05027375049941
ark	1 ark				

