



Produktdatablad

Ansigtmaske med øreelastikker, type IIR, Abena Classic, 3-lags, blå, engangs

Varenummer: 1000010123



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 20 Pakke pr. Kolli, 24 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Ansigtmaske med øreelastikker, type IIR. Varemærke: ABENA. Vareserie: Excellent. Holdbarhed: 3 år. Materiale: PE, metal, PP, spandex. Antal lag: 3-lags. Features: ultrasonic, usteril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 17,5 cm. Bredde: 9,5 cm. Certifikater: CE, MD, UKCA. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Produkt- eller teststandarder: EN 14683:2019+AC:2019. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002. Produktbeskrivelse: Vores ABENA Excellence ansigtmaske er udviklet med bløde og stærke øreelastikker samt næseklemme for en optimal pasform. Masken har en lav respirationsmodstand samt høj bakteriefiltrering. Masken anbefales til brug af sundhedsfagligt personale i operationsstuer eller i omgivelser med lignende hygiejnekrav for at mindske krydskontaminering. Omgivelserne beskyttes imod smitte, og brugeren er sikret mod stænk og sprøjt med et tryk på 120 mmHg. Brugsanvisning: Form næseklemme og anbring masken på ansigtet, sørg for at dække næsen og munden. Sæt øreelastikkerne rundt om ørerne. Masken tages på med det farvede lag yderst og foldes altid helt ud. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.