



Varenummer 1000010127

ABENA *Excellent*


## Antimikrobiel undersøgelseshandske, ABENA Excellent, M, blå, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ Tilpasser sig hånden
- ✓ Ingen latexproteiner
- ✓ pudderfri
- ✓ slår mikroorganismer på ydersiden ihjel



### Produktbeskrivelse

Dræber op til 99,999%\* af udvalgte bakterier. Elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig hånden under brug. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, laboratorieopgaver, medicin håndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi. Handsken er designet til at slå mikroorganismer, som kommer i kontakt med ydersiden af handsken, ihjel. \*Testrapport tilgængelige efter anmodning.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Antimikrobiel undersøgelseshandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Excellent
Størrelse	M
Farve	Blå
Egenskaber	Finger textured, latexfri, medium grip, rullet manchet
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Ingrediensliste	Nitrile NBR, Titanium dioxide, Zinc oxide, Sulphur, ZDBC, Ammonium, Antioxidant, Calcium stearate, Calcium nitrate, Chlorine, MPL 919 Farperse Blue
Længde/dybde	240 mm
Bredde	98 mm
Tykkelse	0,07 +/- 0,02 mm
Certifikater	CE. CAT III. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	AQL 1.0, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-4:2019
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

## Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	38.8 cm	25.8 cm	26 cm	5703538257971
pk	200 stk	24 cm	12.3 cm	7.4 cm	5703538257933
par	2 stk				
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Produktet indeholder ikke latex.



Handskenen har en fingerstruktureret overflade.



Handskenen har medium greb.



Handskenen er 240 mm lang.



Produktet kan bestilles efter anmodning.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.

