



Varenummer 1000010128



Excellent

Antimikrobiel undersøgelsehandske, ABENA Excellent, L, blå, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ Tilpasser sig hånden
- ✓ Ingen latexproteiner
- ✓ pudderfri
- ✓ slår mikroorganismer på ydersiden ihjel



Produktbeskrivelse

Dræber op til 99,999%* af udvalgte bakterier. Elastisk undersøgelsehandske som tilpasser sig håndens form under brug. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, laboratorieopgaver, medicin håndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi. Handsken er designet til at slå mikroorganismer, som kommer i kontakt med ydersiden af handsken, ihjel. *Testrapport tilgængelige efter anmodning.



MEDIUM GRIP



EN374-5:2016



374-1:2016/Type B



AQL 1.0

EN 455

EN 421:2010



EN ISO 21420

Specifikationer

Produktbetegnelse	Antimikrobiel undersøgelsehandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Excellent
Størrelse	L
Farve	Blå
Egenskaber	Finger textured, latexfri, medium grip, rullet manchet
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Tekniske ingredienser	Nitrile NBR, Titanium dioxide, Zinc oxide, Sulphur, ZDBC, Ammonium, Antioxidant, Calcium stearate, Calcium nitrate, Chlorine, MPL 919 Farperse Blue
Længde/dybde	240 mm
Bredde	107 mm
Tykkelse	0,07 +/- 0,02 mm
Certifikater	CE. CAT III. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, AQL 1.0, EN 455, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN ISO 21420:2020
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	38.7 cm	26.4 cm	25.8 cm	5703538258206
pk	200 stk	24.9 cm	12.6 cm	7.8 cm	5703538258190



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et noticeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Produktet indeholder ikke latex.



Handskens har en fingerstruktureret overflade.



Handskens har medium greb.



Handskens er 240 mm lang.



Produktet kan bestilles efter anmodning.

EN374-5:2016



Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.



Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelsehandsker.

