



Varenummer 1000010129

ABENA *Excellent*


Antimikrobiel undersøgelsehandske, ABENA Excellent, XL, blå, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ Tilpasser sig hånden
- ✓ Ingen latexproteiner
- ✓ pudderfri
- ✓ slår mikroorganismer på ydersiden ihjel



Produktbeskrivelse

Dræber op til 99,999%* af udvalgte bakterier. Elastisk undersøgelsehandske som tilpasser sig hånden under brug. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, laboratorieopgaver, medicin håndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi. Handsken er designet til at slå mikroorganismer, som kommer i kontakt med ydersiden af handsken, ihjel. *Testrapport tilgængelige efter anmodning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Antimikrobiel undersøgelsehandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Excellent
Størrelse	XL
Farve	Blå
Egenskaber	Finger textured, latexfri, medium grip, rullet manchet
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Ingrediensliste	Nitrile NBR, Titanium dioxide, Zinc oxide, Sulphur, ZDBC, Ammonium, Antioxidant, Calcium stearate, Calcium nitrate, Chlorine, MPL 919 Farperse Blue
Længde/dybde	240 mm
Bredde	115 mm
Tykkelse	0,07 +/- 0,02 mm
Certifikater	CE. CAT III.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	AQL 1.0, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-4:2019
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1800 stk	38.8 cm	25.8 cm	25.8 cm	5703538258237
pk	180 stk	24 cm	12.3 cm	7.4 cm	5703538258220
par	2 stk				
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Produktet indeholder ikke latex.



Handsken har en fingerstruktureret overflade.

MEDIUM GRIP

Handsken har medium greb.



Handsken er 240 mm lang.



Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.

EN 455

EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

EN ISO 21420

Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelsehandsker.



Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarderden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.

