



Varenummer 1000010131

Alkometer, FC10, fuld automatisk, 10 sekunders analysetid



Produktbeskrivelse

Et professionelt alkometer beregnet til bl.a. politi og sygehuse, som kan måle fra 0.01-6.00 promille. Alkometeret kan tage flere hundrede test med, få sekunders mellemrum, uden behov for kalibrering. Stort LCD display med natlys. Apparatet viser mængden af luft som bliver pustet ind i apparatet og kan også bruges af personer med nedsat lungefunktion. Genkaldelsesfunktion for seneste testresultat. Der medfølger 100 stk mundstykker. dimensioner: 13x3,3x16,6cm. Det anbefales at alkometeret kalibreres 1 gang årligt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Alkometer
Model	FC10
Features	Fuld automatisk, 10 sekunders analysetid
Længde/dybde	13 cm
Bredde	3.3 cm
Højde	16.6 cm
Vægt, netto	226 g
Strømspecifikationer	4 stk AA batterier
Inkluderet tilbehør	100 stk mundstykker
Certifikater	CE
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.