



Varenummer 1000010151

Kanyleboks, Uson, 19cm, Ø21cm, 5 l, gul, med aftrækslåg, rund

Produktbeskrivelse

USON kanylebeholder 5 liter er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæder. Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af risikoaffald, som f.eks. sprøjter, kanyler, insulinnåle, skalpelblade mm. Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Der er differentierede åbninger i låget der guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter og kanyler mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleboks
Varemærke	Uson
Farve	Gul
Features	Med aftrækslåg, rund
Materiale	PP
Højde	19 cm
Diameter	21 cm
Rumindhold, brutto	5 l
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	405 stk	28 cm	23.5 cm	20.5 cm	
stk	1 stk				5709253000342