




Varenummer 1000010163

Infusionssæt, Intrafix SafeSet, luftfilter, AirStop, 230 cm slange, steril



Produktbeskrivelse

Infusionssæt

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Infusionssæt
Varemærke	Intrafix
Vareserie	SafeSet
Features	Luftfilter, AirStop, 230 cm slange, steril
Ingrediensliste	Nitrile NBR, Titanium dioxide, Zinc oxide, Sulphur, ZDBC, Ammonium, Antioxidant, Calcium stearate, Calcium nitrate, Chlorine, MPL 919 Farperse Blue
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	58.6 cm	19.3 cm	29 cm	4045928012120
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt

STERILE