



Varenummer 1000010251

Nonwoven kompres, Vliwasoft, 4-lags, 5x5cm, hvid, 4-lags, 2 stk./pouch, steril

- ✓ Blød og behagelig nonwoven pude
- ✓ Til absorption omkring katetre og dræn
- ✓ Høj absorptionsevne



Produktbeskrivelse

Nonwoven kompres med en blød og behagelig nonwoven pude. Anvendes til absorption omkring diverse katetre og dræn. Kan anvendes både ved sterile og ikke sterile procedurer. Kompresset har høj absorptionsevne og er behagelig i brug for patienten.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven kompres
Varemærke	Vliwasoft
Farve	Hvid
Features	4-lags, 2 stk./pouch, steril
Ingredienser/sammensætning	67% viskose, 33% polyester
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Antal lag	4-lags
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3000 stk	48.5 cm	39.5 cm	23 cm	4021447003894
pk	150 stk	19 cm	9.9 cm	10.3 cm	4021447120768
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE