




Varenummer 1000010386

Gazetampon, 20x20mm, med snor og røntgentråd, usteril

- ✓ Anvendes bl.a. ved tonsillektomi
- ✓ Med snor og røntgentråd
- ✓ Leveres som bulk pack



Produktbeskrivelse

Gazetampon anvendes bl.a. i forbindelse med tonsillektomi. Bulk pack.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazetampon
Features	Med snor og røntgentråd, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Bomuld
Længde/dybde	20 mm
Bredde	20 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	250 stk	16 cm	14 cm	14 cm	4054858116716
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.