

Varenummer 1000010402

Oplader, for genopladeligt batteri til Customed Cardio 110 BT ekg



Produktbeskrivelse

oplader til genopladeligt batteri

Specifikationer

Produktbetegnelse	Oplader
Features	For genopladeligt batteri til Customed Cardio 110 BT ekg
Strømspecifikationer	100V - 240V - 50/60H
Certifikater	CE
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	18.5 cm	9 cm	18.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.