



Varenummer 1000010422



Termojakke, Mascot, M, 370 g/m2, blå, polyester



Produktbeskrivelse

Ultralydssvejset polyester med polyestervat som isolering. Let buende krave med indvendig rib, som slutter tæt til i halsen og holder kulden ude. Jakken er udstyret med gennemgående lynlås, forlænget ryg og rib ved håndled. Indvendigt har jakken en brystlomme.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termojakke
Varemærke	Mascot
Størrelse	M
Farve	Blå
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Polyester
Tykkelse	370 g/m2
Certifikater	OEKO-TEX.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved op til 60°C. Kan tørretumbles ved op til 60°C. Tåler ikke klor. Må ikke stryges
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.