



Varenummer 1000010422



Termojakke, Mascot, M, 370 g/m², blå, polyester



STANDARD
100

Produktbeskrivelse

Ultralydssvejset polyester med polyestervat som isolering. Let buende krave med indvendig rib, som slutter tæt til i halsen og holder kulden ude. Jakken er udstyret med gennemgående lynlås, forlænget ryg og rib ved håndled. Indvendigt har jakken en brystlomme.

Specifikationer

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Termojakke |
| Varemærke | Mascot |
| Størrelse | M |
| Farve | Blå |
| Engangs/flergangs | Flergangs |
| Materiale | Polyester |
| Tykkelse | 370 g/m ² |
| Certifikater | OEKO-TEX. |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares rent og tørt. |
| Vaskeanvisninger | Kan vaskes ved op til 60°C. Kan tørretumbles ved op til 60°C. Tåler ikke klor. Må ikke stryges |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| stk | 1 stk | | | | |



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.