



Varenummer 1000010427



## Termojakke, Mascot, 4XL, 370 g/m<sup>2</sup>, blå, polyester

STANDARD  
100

### Produktbeskrivelse

Ultralydssvejset polyester med polyestervat som isolering. Let buende krave med indvendig rib, som slutter tæt til i halsen og holder kulden ude. Jakken er udstyret med gennemgående lynlås, forlænget ryg og rib ved håndled. Indvendigt har jakken en brystlomme.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Termojakke
Varemærke	Mascot
Størrelse	4XL
Farve	Blå
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Polyester
Tykkelse	370 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	OEKO-TEX.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved op til 60°C. Kan tørretumbles ved op til 60°C. Tåler ikke klor. Må ikke stryges
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.