



Varenummer 1000010430



Dispenser Dobbelt, Diversey LAPĚ, til Lapé collection

Produktbeskrivelse

LAPÉ COLLECTION Dobbelt dispenser. Denne dobbelt dispenser er meget praktisk, da den kan holde to beholdere af sæbe. Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser Dobbelt
Varemærke	Diversey
Vareserie	LAPĚ
Features	Til Lapé collection
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed	30 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk				
stk	1 stk				7615400756513