



Varenummer 1000010430



Dispenser Dobbelt, Diversey LAPĚ, til Lapé collection

Produktbeskrivelse

LAPÉ COLLECTION Dobbelt dispenser. Denne dobbelt dispenser er meget praktisk, da den kan holde to beholdere af sæbe. Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Dispenser Dobbelt |
| Varemærke | Diversey |
| Vareserie | LAPĚ |
| Features | Til Lapé collection |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |
| Holdbarhed | 30 måneder |
| Holdbarhed, åbnet | 12 måneder |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kl | 1 stk | | | | |
| stk | 1 stk | | | | 7615400756513 |