

QuikRead go® wrCRP & wrCRP+Hb

Kompatible kombinationer



QuikRead go wrCRP

Varenr.

QuikRead go wrCRP Kit, 50 test med kapillærrør og stempler	146521
QuikRead go wrCRP, 500 test	146522

QuikRead go wrCRP+Hb

Varenr.

QuikRead go wrCRP+Hb Kit, 50 test med kapillærrør og stempler	146255
---	--------

Gældende kapillærrør



Produkt

Varenr.

Kapillærrør 10 µl med orange stribe

147851

Stempler

132655

Kapillærrør og stempler kan bestilles separat, om nødvendigt.

Gældende kontroller



Produkt

Varenr.

QuikRead go wrCRP Control

NY

153038

QuikRead go wrCRP Control High

NY

153039

Ultrasensitive CRP Control

132698

QuikRead go Hb 10 µl Control

NY

153656

QuikRead go[®] CRP & CRP+Hb

Kompatible kombinationer



QuikRead go CRP

Varenr.

QuikRead go CRP Kit, 50 test
med kapillærrør og stempler

133891

QuikRead go CRP, 500 test

135174

QuikRead go CRP+Hb

Varenr.

QuikRead go CRP+Hb Kit, 50 test
med kapillærrør og stempler

140066

Gældende kapillærrør



Produkt

Varenr.

Kapillærrør 20 µl med blå stribe

132653

Stempler

132655

Kapillærrør og stempler kan bestilles separat, om nødvendigt.

Gældende kontroller



Produkt

Varenr.

QuikRead CRP Control

132702

QuikRead go CRP Control High

137071

QuikRead go Hb Control

141154