




Produktdatablad

Hb kontrolvæske

Varenummer: 1000010529



Varedeklaration

1 stk. Produktbetegnelse: Hb kontrol. Varemærke: QuikRead. Vareserie: Go. Features: til 10 µl kapillærrør, kølevare. Rumindhold, brutto: 1 ml. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): General. Direktiver, lovgivning og regler: IVD Direktivet 98/79/EC. Produktbeskrivelse: HB Control er påtænkt til kvalitetskontrol af HB analysen af Quikread go instrument,. Anvend kontrollen på samme måde som en ukendt fuldblodsprøve. Kontrollen er klar til brug, skal stabiliseres ved stuetemperatur i min. 30 minutter, blandes grundigt men ikke rystes. Holdbar uåbnet indtil udløbsdato hvis den opbevares ved 2 - 8 grader celsius. Holdbar åbnet 1 måned hvis den opbevares ved 2 - 8 grader celsius. Kontrollen stammer fra kvæg og skal behandles på samme måde som en patientprøve. Resultatet bør være inden for området, vist på kontrolflaskens etikette. Kontrollen udføres på samme måde som patienttest. Der anvendes 10 µl prøvemateriale. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.