



Varenummer 1000010558

Strip, Steri-strip, 75x6mm, hvid, forstærket, ark á 3 strips, latexfri, steril, engangs

✓ Forstærket



Produktbeskrivelse

Forstærket suturtape, der anvendes til at stripe sårkanter med som alternativ til suturering eller limning.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Strip
Varemærke	Steri-strip
Farve	Hvid
Features	Forstærket, ark á 3 strips, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven, viskose
Længde/dybde	75 mm
Bredde	6 mm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 ark	20 cm	10 cm	10 cm	50707387804638
pk	50 ark	15.5 cm	6.5 cm	5.8 cm	30707387804634
ark	1 ark				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt