



Varenummer 1000010559

Strip, Steri-strip, 38x6mm, hvid, forstærket, ark á 6 strips, latexfri, steril, engangs

✓ Forstærket



### Produktbeskrivelse

Forstærket suturtape, der anvendes til at stripse sårkanter med som alternativ til suturering eller limning.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Strip
Varemærke	Steri-strip
Farve	Hvid
Features	Forstærket, ark á 6 strips, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven, viskose
Længde/dybde	38 mm
Bredde	6 mm
Steriliseringemetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 ark	17 cm	13 cm	14 cm	50707387804645
pk	50 ark	15 cm	6 cm	6.5 cm	30707387804641
ark	1 ark				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt