



Produktdatablad

Strip, Steri-strip, 100x12mm, hvid, forstærket, ark a 6 strips

Varenummer : 1000010561
Varegruppe : Suturtape og strips
Forpakninger : 50 ark = 1 pakke
4 pakker = 1 kolli



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Strip
Varemærke: Steri-strip
Farve: hvid
Materiale: nonwoven, viskose
Features: forstærket, ark a 6 strips
Længde/dybde: 100 mm
Bredde: 12 mm
CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is
Produktbeskrivelse: Forstærket suturtape der anvendes til at stripse sårkanter med, som alternativ til suturering eller limning.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.