


Varenummer 1000010561

Strip, Steri-strip, 100x12mm, hvid, forstærket, ark á 6 strips, latexfri, steril, engangs

✓ Forstærket



Produktbeskrivelse

Forstærket suturtape, der anvendes til at stripse sårkanter med som alternativ til suturering eller limning.


STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Strip
Varemærke	Steri-strip
Farve	Hvid
Features	Forstærket, ark á 6 strips, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven, viskose
Længde/dybde	100 mm
Bredde	12 mm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 ark	24.5 cm	17 cm	14 cm	50707387804683
pk	50 ark	15.2 cm	12 cm	6.4 cm	30707387804689
ark	1 ark				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt