

3M Science.
Applied to Life.™



3M Health Care

3M™ Steri-Strip™



3M™ Steri-Strip™

tapesuturer

3M Steri-Strip™ tapesuturer er beregnet til lukning af postoperative sår. Steri-Strip findes i tre forskellige materialer, og som laparoskopisk sårlukningssystem kombineret med Tegaderm™ transparent forbindelse.

Egenskaper

Steri-Strip forstærket

- Yder sårstøtte og stabiliserer sårkanterne
- Giver et bedre kosmetisk resultat
- Giver en finere sårkant

Steri-Strip elastisk

- Områder med led- og muskelbevægelse
- Kan appliceres på vanskelig kropskonturer
- Lysebrun farve
- Blødt non-woven rygmateriale for øget patientkomfort

Bestillingssinformation				
3M varenr.	Størrelse	Antal/kuvert	Kuverter/ æske	Æsker/ karton
Forstærket:				
1540R	3 × 75 mm	5	50	4
1541R	6 × 75 mm	3	50	4
1542R	6 × 38 mm	6	50	4
1546R	6 × 100 mm	10	50	4
1547R	12 × 100 mm	6	50	4
1548R	25 × 127 mm	4	25	4
1549R	12 × 50 mm	6	50	4
Elastisk:				
4540	3 × 75 mm	5	50	4
4541	6 × 75 mm	3	50	4
4542	6 × 38 mm	6	50	4
4546	6 × 100 mm	10	50	4
4547	12 × 100 mm	6	50	4
4548	25 × 127 mm	4	25	4
4549	12 × 50 mm	6	50	4
Lysebrun, ikke-forstærket:				
1550	3 × 76 mm	5	50	4
1551	6 × 76 mm	3	50	4
Laparoskopisk sårlukningssystem:				
8512	60 × 48 mm	1	25	4
8514	60 × 48 mm	3	25	4
8516	60 × 48 mm	5	25	4

Steri-Strip lysebrun, ikke-forstærket

- Microporøst materiale, tillader huden at ånde
- Lysebrun farve, kan ikke ses på huden

Steri-Strip sårlukningssystem

- Gør sårlukning hurtig og nem
- Yder en barriere, som tillader patienten at bade
- Giver en mere effektiv modstand overfor infektioner
- Tegaderm forbindingen strækker og tilpasser sig kroppens konturer

Anvendelsesområder:

- Lukning af postoperative sår
- Sårstøtte efter tidlig fjernelse af suturer/staplere
- Lukning af laparoskopiske sår

Deklaration:

Steri-Strip forstærket: Non-woven rayon rygmateriale med længdegående rayon tråde

Steri-Strip elastisk: Blødt non-woven rygmateriale

Steri-Strip ikke-forstærket: Microporøs rayon viskose

Steri-Strip laparoskopisk: Tegaderm forbindelse:
polyurethan film

Klæbestof: Acrylat klæbestof

Skiftfrekvens: Max. 7 dage

Bestillingssinformation 3M™ Steri-Strip™



3M a/s
Health Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: 43 48 01 00
www.3mhealthcare.dk

3M, Steri-Strip og Science. Applied to Life er registreret varemærke af 3M Company. ©3M 2017. Alle rettigheder forbeholdes. Vennligst resirkuler. PL531132-1DK170404