


Varenummer 1000010562

Strip, Steri-strip, 125x25mm, hvid, forstærket, ark á 4 strips, latexfri, steril, engangs

✓ Forstærket



Produktbeskrivelse

Forstærket suturtape, der anvendes til at stripse sårkanter med som alternativ til suturering eller limning.


STERILE

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Strip |
| Varemærke | Steri-strip |
| Farve | Hvid |
| Features | Forstærket, ark á 4 strips, latexfri, steril |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | Nonwoven, viskose |
| Længde/dybde | 125 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Certifikater | CE. MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|---------|--------|----------------|
| kll | 100 ark | 37 cm | 16.8 cm | 14 cm | 50707387804706 |
| pk | 25 ark | 18 cm | 15.5 cm | 6.7 cm | 30707387804702 |
| ark | 1 ark | | | | |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt