



Varenummer 1000010607

Instrument, HemoCue Hb 801, Bemærk NY model



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af hæmoglobin sammen med HemoCue Hb 801 kuvetter. Den optimér tiden med patienter, da den giver øjeblikkeligt resultat på under 1 sek. Derudover er den let at rengøre. Stort display og symboler giver mulighed for hurtigt at observere arbejdsgang og resultater. Fabrikskalibreret mod ICSH referencemetode. Kræver ikke yderlig kalibrering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrument
Varemærke	HemoCue
Vareserie	Hb 801
Features	Bemærk NY model
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, IVD Direktivet 98/79/EC
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25.5 cm	18.5 cm	6.5 cm	7311091219084



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.