



Varenummer 1000010607

**Instrument, HemoCue Hb 801, Bemærk NY model**

## Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af hæmoglobin sammen med HemoCue Hb 801 kuvetter. Den optimerer tiden med patienter, da den giver øjeblikkeligt resultat på under 1 sek. Derudover er den let at rengøre. Stort display og symboler giver mulighed for hurtigt at observere arbejdsgang og resultater. Fabrikskalibreret mod ICSH referencemetode. Kræver ikke yderlig kalibrering.

## Specifikationer

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Instrument                              |
| Varemærke                        | HemoCue                                 |
| Vareserie                        | Hb 801                                  |
| Features                         | Bemærk NY model                         |
| Certifikater                     | CE.                                     |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Generel                                 |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/1542, IVD Direktivet 98/79/EC |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.              |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.       |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 25.5 cm | 18.5 cm | 6.5 cm | 7311091219084 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.