



## Produktdatablad

### Vægstativ, Tork W1, 27,4x64,6x46,3cm, hvid, plast/metal

**Varenummer :** 1000010629  
**Varegruppe :** Tork  
**Forpakninger :** 1 stk = 1 kolli  
23 stk = 1 palle  
23 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Vægstativ  
**Varemærke:** Tork  
**Vareserie:** W1  
**Farve:** hvid  
**Materiale:** plast, metal  
**Længde/dybde:** 27,4 cm  
**Bredde:** 64,6 cm  
**Højde:** 46,3 cm

**Produktbeskrivelse:** Tork Vægstativ i Performance Design med funktioner som let opfyldning og afrivning med én hånd er udviklet med henblik på effektivitet og pålidelighed. Tork Performance er den næste generation af dispensere til professionel aftørring. Den rigtige kombination af dispenser og aftørringsklud vil øge produktiviteten og samtidig reducere dine overordnede driftsomkostninger.