



Varenummer 1000010769

Urinpose, benpose, Greaturo, 60cm, 800 ml, etkammer, DV/NRV, NW bagside, justerbar slange, nattilkobling, singlepak

- ✓ Enkeltpakket
- ✓ Justerbar slange
- ✓ Nonwoven bagside



Produktbeskrivelse

Denne urinpose er beregnet til opsamling af urin og kan kobles sammen med et kateter eller uridom. Posen har en tilbageløbsventil, som forhindrer urinen i løbe fra posen og tilbage i slangen. Urinposen fikseres på benet enten ved hjælp af et fikseringsbånd eller med en urinposeholder.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Greaturo
Ventiltype	DV, NRV
Features	NW bagside, justerbar slange, nattilkobling, singlepak
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DINP, PVC
Længde/dybde	60 cm
Rumindhold, brutto	800 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Læs den medfølgende brugervejledning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	30.4 cm	24.9 cm	21 cm	26946680199574
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.