



Varenummer 1000010879



Opkastningspose, ABENA, hvid, med absorberende indlæg

- ✓ enkelt pakket
- ✓ hygiejnisk håndtering
- ✓ hurtig absorption
- ✓ lugtkontrol



Produktbeskrivelse

Abri-Bag er en opkastningspose med et superabsorberende indlæg. Absorberer hurtigt op til 630 ml væske og omdanner denne til gel. Posen lukkes let med den indbyggede snøre og kan bortskaffes med almindelig affald. Poserne er enkelt indpakket og der sikres dermed hygiejnisk håndtering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Opkastningspose
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Med absorberende indlæg
Materiale	LDPE
Længde/dybde	250 mm
Bredde	240 mm
Absorptionsevne	630 ml
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Tag en pose ud af kartonen, åbn den, og juster det absorberende indlæg. Efter brug lukkes posen og bortskaffes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	400 stk	52 cm	27 cm	32 cm	5703538296253
pk	20 stk	25 cm	5 cm	15 cm	5703538296154
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



ABENAs produkter er produceret med Odour System, som sikrer mod lugtgener fra produktet.



Produktet har en hurtig absorption.



Produktet indeholder ikke latex.

