



Varenummer 1000010892

## Antimikrobielt tekstil, InterDry, 366x25cm, hvid, på rulle, steril

- ✓ Blødt, formbart polyestertekstil
- ✓ Sølvcoating til bakterie- og svampeinfektioner i hudfolder
- ✓ Behandler intertrigo-symptomer
- ✓ Kan reducere lugtgener inden for 5 dages behandling



### Produktbeskrivelse

InterDry er et blødt, formbart polyester tekstil med en patenteret overfladecoating, der indeholder sølv, til behandling af bakterie- og svampeinfektioner i hudfolder.

InterDry behandler symptomer på intertrigo - rødme, maceration, kløende/brændende hud, rødt udslæt, satellitpapler, og kan reducere lugtgener med en behandlingsperiode på 5 dage.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Antimikrobielt tekstil
Varemærke	InterDry
Farve	Hvid
Features	På rulle, steril
Ingredienser/sammensætning	Polyester, sølv
Længde/dybde	366 cm
Bredde	25 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Iht. datomærkning på emballagen

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	33 cm	30 cm	13 cm	5708932696678
stk	1 stk				5708932696661



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.