



Produktdatablad

Svampebehandlende tekstil med sølv, 25 cm x 3,66 m

Varenummer: 1000010892



Varedeklaration

Forpakning: 5 Stk pr. Æske. Produktbetegnelse: Antimikrobielt tekstil. Varemærke: InterDry. Holdbarhed: Iht. datomærkning på emballagen. Ingredienser/sammensætning: polyester, sølv. Features: på rulle, steril. Længde/dybde: 366 cm. Bredde: 25 cm. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse III. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: InterDry er et blødt, formbart polyester tekstil med en patenteret overfladebehandling, der indeholder sølv, til behandling af bakterie- og svampeinfektioner i hudfolder. InterDry behandler symptomer på intertrigo - rødme, maceration, kløende/brændende hud, rødt udslæt, satellitpapler, og kan reducere lugtgener med en behandlingsperiode på 5 dage.