



Varenummer 1000010893

Antimikrobielt tekstil, InterDry, 91x25cm, hvid, i æske

- ✓ Blødt, formbart polyester tekstil
- ✓ Sølvcoating til bakterie- og svampeinfektioner i hudfolder
- ✓ Behandler intertrigo-symptomer
- ✓ Kan reducere lugtgener inden for 5 dages behandling



Produktbeskrivelse

InterDry er et blødt, formbart polyester tekstil med en patenteret overfladebehandling, der indeholder sølv, til behandling af bakterie- og svampeinfektioner i hudfolder.

InterDry behandler symptomer på intertrigo - rødme, maceration, kløende/brændende hud, rødt udslæt, satellitpapler, og kan reducere lugtgener med en behandlingsperiode på 5 dage.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Antimikrobielt tekstil
Varemærke	InterDry
Farve	Hvid
Features	I æske
Ingredienser/sammensætning	Polyester, sølv
Længde/dybde	91 cm
Bredde	25 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Iht. datomærkning på emballagen

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	25.5 cm	15.5 cm	10 cm	5708932696647
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.