



Varenummer 1000010911

**Kanyleboks, Uson, 26cm, Ø21cm, 7000 ml, gul, med aftrækslåg, rund**

## Produktbeskrivelse

USON kanylebeholder 7 liter er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæder. Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af risikofald, som f.eks. sprøjter, kanyler, insulinnåle, skalpelblade mm. Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Der er differentierede åbninger i låget der guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter og kanyler mm.

## Specifikationer

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Produktbetegnelse  | Kanyleboks           |
| Varemærke          | Uson                 |
| Farve              | Gul                  |
| Features           | Med aftrækslåg, rund |
| Materiale          | PP                   |
| Højde              | 26 cm                |
| Diameter           | 21 cm                |
| Rumindhold, brutto | 7000 ml              |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|-------|---------------|
| kl    | 405 stk    | 23.5 cm | 23.5 cm | 27 cm |               |
| stk   | 1 stk      |         |         |       | 5709253000304 |