



Varenummer 1000010947

CRP, easyCRP, QuikRead Go, med 10 µl prøveopsamler



Produktbeskrivelse

Quikread go easy CRP er en test som i løbet af 2 minutter kan måle mængden af C-reaktivt protein (CRP) i humant fuldblod, serum eller plasma. Kuvetterne kan efter første åbning opbevares ved stuetemperatur (18-25 grader) i optil 3 måneder. Uåbnet kit kan opbevares ved stuetemperatur indtil kittets udløbsdato. Ved brug af easy CRP testkit er det en forudsætning, at Quikread Go apparatet er opdateret med minimum software version 7.6.2. Kontakt ABENA kundeservice for hjælp til software opdatering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	CRP, easyCRP
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Features	Med 10 µl prøveopsamler
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1200 stk	59.5 cm	39.5 cm	26.5 cm	
pk	50 stk	19.3 cm	14.3 cm	8.4 cm	6438115001430
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.