



Produktdatablad

CRP diagnostisk testsæt, QuikRead

Varenummer: 1000010947



Varedeklaration

Forpakning: 50 stk pr. pakke. 24 pakker pr. kolli. Produktbetegnelse: CRP, easyCRP. Varemærke: QuikRead. Vareserie: Go. Features: med 10 µl prøveopsamler. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Generel. Direktiver, lovgivning og regler: IVD Direktivet 98/79/EC. Produktbeskrivelse: Quikread go easy CRP er en test som i løbet af 2 minutter kan måle mængden af C-reaktivt protein (CRP) i humant fuldblod, serum eller plasma. Kuvetterne kan efter første åbning opbevares ved stuetemperatur (18-25 grader) i op til 3 måneder. Uåbnet kit kan opbevares ved stuetemperatur indtil kittets udløbsdato. Ved brug af easy CRPtestkit er det en forudsætning, at Quikread Go apparatet er opdateret med minimum software version 7.6.2. Kontakt ABENA kundeservice for hjælp til software opdatering. Tilhørende varer: 1000031518