

Varenummer 1000011071



Låg til moppeboks, Vikan ErgoClean, 59x22,5x4cm, grå, PP, til 40 cm system



Produktbeskrivelse

Låg til en 40 cm moppeboks med Abena varenummer 168265. Låget er fremstillet af grå plast og lågets udformning gør, at man nemt kan stable moppeboksene med de præparerede mopper.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til moppeboks
Varemærke	Vikan
Vareserie	ErgoClean
Farve	Grå
Features	Til 40 cm system
Materiale	PP
Længde/dybde	59 cm
Bredde	22.5 cm
Højde	4 cm
Vægt, netto	428 g
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Hård Plast -
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	71.5 cm	15 cm	12.5 cm	5705025814131