

ABENA®

Produktdatablad

Sutur, Chirasorb Plus, 45cm, violet, 5/0, DS-15 nål (FS-3), antibakteriel, resorberbar, steril

Varenummer : 1000011079
Varegruppe : Sutur, resorberbar
Forpakninger : 24 stk = 1 pakke



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Sutur
Varemærke: Chirasorb Plus
Farve: violet
Features: 5/0, DS-15 nål (FS-3), antibakteriel, resorberbar, steril
Længde/dybde: 45 cm
Certifikater: CE
CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC

Produktbeskrivelse:

CHIRASORB PLUS er en resorberbar antibakteriel syntetisk multifilament sutur som består af 90% glycolid og 10% lactid. Suturen er belagt med Klorhexidin, som giver en minimal akut inflammatorisk reaktion i væv. Chirasorb Plus er en meget vævsvenlig, stærk og smidig sutur, som er velegnet til generel kirurgi i hud, muskler og ligamenter samt til gynækologi. Suturen findes i mange dimensioner og anvendes specielt, hvor der stilles store krav til et godt kosmetisk resultat. Efter 56-70 døgn er suturen fuldstændig resorberet.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.