

Varenummer 1000011088

Sutur, Silon Monofilament, 45cm, blå,
4/0, DSM-16 nål (PC3 Prime), non-
resorberbar, steril



CE

Produktbeskrivelse

SILON MONOFILAMENT er en ikke-resorberbar syntetisk sutur lavet af polyamid, som har en glat og smidig overflade. Suturen har en høj trækstyrke og er let at binde knuder med. Suturen er særdeles velegnet til huden, plastikkirurgi, rekonstruktioner og øjenkirurgi.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Silon Monofilament
Farve	Blå
Features	4/0, DSM-16 nål (PC3 Prime), non-resorberbar, steril
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.2 cm	11.5 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er steril

STERILE