

ABENA®

Produktdatablad

Sutur, Silon Monofilament, 45cm, blå, 3/0, DS-19 nål (DS-18), Non-resorberbar, steril

Varenummer : 1000011091
Varegruppe : Sutur, nonresorberbar
Forpakninger : 24 stk = 1 pakke



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Sutur
Varemærke: Silon Monofilament
Farve: blå
Features: 3/0, DS-19 nål (DS-18), Non-resorberbar, steril
Længde/dybde: 45 cm
Certifikater: CE
CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC

Produktbeskrivelse: SILON MONOFILAMENT er en ikke- resorberbar syntetisk sutur lavet af polyamid, som har en glat og smidig overflade. Suturen har en høj trækstyrke og er let at binde knuder med. Suturen er særdeles velegnet til huden, plastikkirurgi, rekonstruktioner og øjenkirurgi.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.