



Varenummer 1000011095

Sutur, Silon Monofilament, 45cm, blå, 3/0, DS-25 nål (DS-24), non-resorberbar, steril



### Produktbeskrivelse

SILON MONOFILAMENT er en ikke-resorberbar syntetisk sutur lavet af polyamid, som har en glat og smidig overflade. Suturen har en høj trækstyrke og er let at binde knuder med. Suturen er særdeles velegnet til huden, plastikkirurgi, rekonstruktioner og øjenkirurgi.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Silon Monofilament
Farve	Blå
Features	3/0, DS-25 nål (DS-24), non-resorberbar, steril
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.2 cm	11.5 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE