


Varenummer 1000011108



**Poseholder, Tina Trolleys Exclusive,
54x33x7cm, grå, pulverlakeret stål, til
110 ltr. pose**

Produktbeskrivelse

Poseholder til Tina Trolleys vogne. Der medfølger beslag til holderen til, at få det monteret på vognen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Poseholder
Varemærke	Tina Trolleys
Vareserie	Exclusive
Farve	Grå
Features	Til 110 ltr. pose
Materiale	Pulverlakeret stål
Længde/dybde	54 cm
Bredde	33 cm
Højde	7 cm
Vægt, netto	1490 g

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	54.2 cm	35.5 cm	7.5 cm	