



Varenummer 1000011111



Vaskepose, Diversey TASKI,
250x250x25mm, 36 l, grå, plast, stor

Produktbeskrivelse

Vaskepose til TASKI Nano vogne.

Specifikationer

| | |
|--------------------|-----------|
| Produktbetegnelse | Vaskepose |
| Varemærke | Diversey |
| Vareserie | TASKI |
| Farve | Grå |
| Features | Stor |
| Materiale | Plast |
| Længde/dybde | 250 mm |
| Bredde | 250 mm |
| Højde | 25 mm |
| Rumindhold, brutto | 36 l |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| stk | 1 stk | 28 cm | 23 cm | 0.5 cm | 7615400098828 |