



Varenummer 1000011125



## Vaskepulver, Diversey CLAX Revita 35B1, kulørt og hvidt, med farve og parfume, 20 kg

- ✓ Velegnet til alle tøjsorteringer
- ✓ Driftssikker i alle typer sæbeautomater

### Produktbeskrivelse

Vaskepulver med enzymer, spraytørret. Velegnet til alle tøjsorteringer. Driftssikker i alle typer sæbeautomater.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Vaskepulver
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Revita 35B1
Features	Kulørt og hvidt, med farve og parfume
Vægt, netto	20 kg
Vægt, brutto	20 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	63 cm	41 cm	17 cm	7615400773367
stk	1 stk				

<p>Produktet indeholder parfume.</p>	<p>Produktet indeholder farve.</p>	<p>Produktet anvendes til tøjvask.</p>
<p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>	<p>Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.</p>	<p>Produktet kan udgøre en sundhedsfare.</p>